


**R350**<sup>TM</sup>  
guidewire

NÚCLEO DE NITINOL – 350CM

FIO GUIA 0.013" PARA EXTERNALIZAÇÃO



# R350™ guidewire



## NÚCLEO DE NITINOL PARA UMA ENTREGABILIDADE APRIMORADA

O novo fio guia R350 combina um comprimento de 350cm para externalização com um núcleo de nitinol que confere flexibilidade e resistência ao kink, resultando em uma excelente capacidade de entrega durante o avanço através de vasos tortuosos.

### Desenvolvido para um desempenho superior




## NÚCLEO DE NITINOL PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR AO KINK





O fio guia R350 está indicado para uso em procedimentos percutâneos com a finalidade de introduzir e posicionar catéteres e outros dispositivos de intervenção dentro da vasculatura coronária e/ ou periférica.

Modelo	Comprimento	D.E. Shaft	D.E. Ponta Distal	Mandril	Espiral
7390	350cm	0.013"	0.013"	Nitinol	Tungstênio Banhado a Ouro



Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de indicações, contraindicações, recomendações e precauções.

A R350 é uma marca registrada pela Vascular Solutions, Inc

© 2017 Vascular Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. ML3071 Rev. B 01/17



### Line Life Cardiovascular

Alameda dos Tupinas, 33 – 4º andar – Conj. 408  
Planalto Paulista - São Paulo - SP.

Atendimento ao Cliente: +55 11 3847 1100  
comercial@linelife.com  
www.linelife.com

### Distribuidor Exclusivo

### Vascular Solutions, Inc.

6464 Sycamore Court North  
Minneapolis, Minnesota 55369 USA

Atendimento ao Cliente: 888.240.6001  
customerservice@vasc.com  
www.vasc.com

