

RAYBAND™

Pulseira para Compressão da Artéria Radial

CE 0197 FDA



- Especialmente projetada para fornecer uma hemostasia segura da artéria radial pós-punção percutânea.
- O design de 2 balões proporciona uma dupla compressão precisa da artéria radial sem comprometimento de estruturas nervosas locais.
- Material transparente que garante um claro e contínuo controle visual da hemostasia no sítio de punção.
- A válvula unilateral conectada ao balão permite um ajuste preciso de pressão para fornecer uma hemostasia personalizada.
- Bandagem com comprimento ajustável e apropriado para o conforto do paciente.
- Seringa com conexão luer lock e êmbolo de bloqueio fornecendo uma deflação segura, fácil e precisa.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência	Estrutura	Comprimento da Bandagem (cm)	Volume Máx. de Injeção de Ar (mL)	Conexão
YPR20	2 Balões	24.5	20	Luer

LineLIFE

Alameda dos Tupinás, 33 - São Paulo, SP - Brasil
+55 11 3847-1100
comercial@linelife.com
www.linelife.com